

ICARE HOME 2

icare

- El tonómetro iCare HOME2 para uso del paciente revoluciona el cuidado del glaucoma. El paciente puede realizar mediciones de la PIO durante las actividades diarias normales durante todo el día y el iCare HOME2 incluso se puede usar cuando el paciente está acostado.



- Los resultados de las mediciones se cargan en una base de datos en la nube desde donde son fácilmente accesibles tanto para el médico como para el paciente. El médico recibe datos precisos de la PIO del mundo real para respaldar las decisiones de tratamiento.

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|--|
| NOMBRE DEL MODELO | TA023 |
| DIMENSIONES | 50 MM X 94 MM X 152 MM |
| PESO | 205 G (SIN PILAS) / 300 G (CON 4 PILAS AA) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 4 X 1,5 V, AA, PILAS NO RECARGABLES, ALCALINAS LR6 |
| RANGO DE MEDICION | 7 - 50 MMHG |
| EXACTITUD | ±1,2 MMHG (≤ 20 MMHG) Y ±2,2 MMHG (> 20 MMHG) |
| REPETIBILIDAD | (COEFICIENTE DE VARIACIÓN) < 8 % |
| PRECISIÓN DE VISUALIZACIÓN | 1 MMHG |
| MONITOR | MILÍMETROS DE MERCURIO (MMHG) |
| MÓDULO BLUETOOTH | RN4678 BLUETOOTH 4.2 MODO DUAL |



ISEM

Ingeniería en Sistemas y Equipos Médicos

Horizonte 1156 Col. Jardines del Bosque, CP:44520,Guadalajara,Jalisco

Correo: marketing@isem.mx

www.isem.mx

Tel: (33) 3122 9881

(33) 31229771

