

# TONÓMETRO ICARE IC-100

icare

- **EL TONÓMETRO ICARE IC100 SE BASA EN UN MÉTODO PATENTADO DE REBOTE** POR INDUCCIÓN QUE PERMITE MEDIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) CON EXACTITUD Y RAPIDEZ Y SIN NECESIDAD DE ANESTESIA.

## FÁCIL DE USAR

- Apto para todos los pacientes
- No se necesita calibración.
- El dispositivo confirma la posición.

## CÓMODO PARA EL PACIENTE

- Solo toma unos pocos segundos en tomar la PIO.
- Sin **ANESTESIA** o fluoresceína
- Sin rafagas de aire incómodos.



## ESPECIFICACIONES

Tipo:	IC.100
Dimensiones:	43 mm [ancho] x 104 mm [alto] x 214 mm [largo]
Peso:	165 g (sin pilas), 260 g (con 4 pilas AA)
Fuente de alimentación:	4 x pilas AA no recargables, 1.5V alcalinas LR6
Rango de medición:	7 - 50 mmHg
Precisión:	± 1.2 mmHg (≤20 mmHg) y ± 2.2 mmHg (> 20 mmHg)
Repetitividad (coeficiente de variación):	< 8%.



# ISEM

Ingeniería en Sistemas y Equipos Médicos

Horizonte 1156 Col. Jardines del Bosque, CP:44520,Guadalajara,Jalisco

Correo: [marketing@isem.mx](mailto:marketing@isem.mx)

[www.isem.mx](http://www.isem.mx)

Tel: (33) 3122 9881

(33) 31229771

